

## Spinalmanometer

Manometer für die Liquordruckmessung

Als Hersteller der ersten atraumatischen Spinalkanüle weltweit, gehört die diagnostische Lumbalpunktion zu den Kernkompetenzen von Pajunk. Mit der SPROTTE® Lumbalkanüle und dem Manometer bietet Pajunk die komplette Ausstattung für die diagnostische Liquorentnahme und Druckmessung. Das Spinalmanometer von Pajunk ermöglicht Messungen von bis zu 54 cm H<sub>2</sub>O (mit der zusätzlichen Verlängerung) und ist in den Ausführungen Luer und NRFit® erhältlich.



- Ein solides, transparentes Rohr ermöglicht die problemlose Messung von bis zu 34 cm H<sub>2</sub>O
- Einfache und sichere Montage mit Luer- oder NRFit-Anschluss
- Verlängerungsrohr separat erhältlich für Messungen bis zu 54 cm H<sub>2</sub>O

Manometer	Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit	VE
			Artikel-Nr.	
	3-34 cm H <sub>2</sub> O	001151-38G	001163-38F	10
	Verlängerung 20cm H <sub>2</sub> O	001152-38G	001152-38G	10

Zuspritzschlauch NRFit männlich/ NRFit weiblich	Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit	VE
			Artikel-Nr.	
			20cm (8")	
60cm (24")	001163-37R	10		

Zuspritzschlauch LLA männlich / LLA weiblich	Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit	VE
			Artikel-Nr.	
	60cm (24")	001151-37R		10

# OPTIDYNAMIC® Spinalmanometer

Zur Bestimmung des Liquordrucks

Der MediPlast Optidynamic Spinalmanometer zeichnet sich durch seine einfache und intuitive Handhabung aus. Ein dünnes, flexibles Steigrohrchen erlaubt die Anwendung in verschiedensten Lagerungspositionen bei gleichzeitig präziser Messleistung. In Kombination mit einer Pajunk SPROTTE® Kanüle für die Lumbalpunktion ist somit eine sichere und patientenfreundliche Diagnostik möglich.



- Dünnes, kalibriertes Steigrohr für präzise Messleistung bei geringer Liquormenge
- Flexible Anschlusschläuche für die Anwendung in verschiedenen Lagerungspositionen
- Einfache und intuitive Handhabung

OPTIDYNAMIC  
Spinalmanometer

Artikel-Nr.	NRFit® Artikel-Nr.	VE
6061650008		25
	6061650009	20

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie  
Hauptsitz  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 9291-0  
Fax: +49 7704 9291-600  
info@pajunk.com  
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH  
Zentraleuropa  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 8008-0  
Fax: +49 7704 8008-150  
info@pajunk-medipro.com  
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG  
Schweiz  
Neuhofstrasse 5A  
6340 Baar, Schweiz  
Tel.: +41 41 760 96 27  
info@pajunk.ch  
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.  
USA  
4575 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005, USA  
Tel.: +1 770.493.6832  
Fax: +1 678.514.3388  
info@pajunk-usa.com  
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd  
Großbritannien  
Unit D1 The Waterfront  
Goldcrest Way, Newburn Riverside  
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK  
Tel.: +44 191 264 7333  
info@pajunk.co.uk  
pajunk.co.uk

