

## Kameraabdeckung

Einfache und sterile Optikwechsel

Die Kameraabdeckungen bietet Ihnen die Möglichkeit, die endoskopischen Kameras während der Operation schnell und steril zu wechseln. Durch einen besonderen Click-Verschluss kann die Kamera viel schneller getauscht werden als bei Standard Abdeckungen, die nur mit einem Klebeband fixiert werden.



### Platzieren der Kamera

→ Einfach und steril



### Click-Verschluss

→ Schneller Wechsel der Kamera

→ Feste Fixierung, ungewolltes Lösen nahezu unmöglich

Kameraabdeckung

Abmessungen

Artikel-Nr.

VE

Ø 150mm x 2500mm

ECE 150-250C

50