


Quadrain

Drainage Katheter für die postoperative Wunddrainage

Postoperative oder chronische Wunden bergen immer das Risiko von Wundheilungsstörungen, die mit Flüssigkeitsansammlungen im betroffenen Gewebe einhergehen. Mögliche Folgen sind Hämatome und Serome (Exsudat/Lymphflüssigkeit) sowie die Bildung von Eiter in der Wundhöhle.

Pajunk bietet mit dem Quadrain Drainage Katheter eine Lösung für die postoperative Wunddrainage, um das Risiko von Entzündung zu verringern.

Der Quadrain Drainagekatheter ist für die meisten Weichteileingriffe in der allgemeinen Chirurgie, gynäkologischen Chirurgie, Neurochirurgie, orthopädischen Chirurgie, plastischen und rekonstruktiven Chirurgie und Thorax- sowie Herz- und Gefäßchirurgie geeignet.



Quadrain Drainage Katheter	Beschreibung	Artikel-Nr.	VE
	10 F, 500 mm (3.3 mm) mit 4 Filamenten	1298-99-10	10
	12 F, 500 mm (4.0 mm) mit 4 Filamenten	1298-99-12	10
	15 F, 500 mm (5.0 mm) mit 4 Filamenten	1298-99-15	10

¹ Johannes Reinmüller, Geschlossene Wunddrainage-Systeme: Sei schlau, geh zum Bau?, Deutsch Gesellschaft für Chirurgie 2013