


Caressential Bergebeutel Laparoskopische Einweg-Bergebeutel

Mit dem Caressential Bergebeutel bieten wir eine Alternative zu den Master E-Sac Bergebeuteln. Auch hier kann komplette System einfach und gezielt aus dem Patienten entfernt werden, sodass das Gewebe bis zur Entnahme sicher im Beutel eingeschlossen bleibt. Mit dem Caressential Bergebeutel bieten wir eine kostengünstige Alternative zu den Master E-Sac Bergebeuteln. Auch hier kann komplette System einfach und gezielt aus dem Patienten entfernt werden, sodass das Gewebe bis zur Entnahme sicher im Beutel eingeschlossen bleibt.



Beutelmateral

→ Hochwertige Materialien verringern das Berstrisiko oder Leckagen

Einteiliges reifestes Design

- Intuitives Design gewhrleistet einfache Handhabung
- Ermglicht externe Handhabung des Beutels
- Ergonomischer Griff fr einfaches ffnen und Schlieen des Beutels

Einfache Einbringung

→ ffnet sich automatisch beim Einsetzen

Caressential Bergebeutel	Volumen	Trokargre	Artikel-Nr.	VE
	350ml	10mm	FDSR100350	20
	1.500ml	12mm	FDSR121500	20