

## Eco Sac

Das kosteneffiziente System zur Gewebeentnahme

Der Eco Sac bietet eine umfassende Lösung für die Entnahme von Gewebe während laparoskopischen Eingriffen, wie z.B. Knotenbiopsie oder vergrößerte Milz. Durch die große Beutelöffnung kann das Gewebe ganz einfach in den Beutel gelegt und entnommen werden.



### Einteiliges reißfestes Design

→ Polyurethanbeschichtung für verbesserte Stabilität und Widerstandsfähigkeit



### Einfache Orientierung

→ Farbcodierte Laschen sorgen für unkomplizierte Orientierung

→ Schwarze Nähte zur Identifizierung der Beutelöffnung



### Monofile Zugschnur

→ Robuste Zugschnur zur sicheren Verschließung des Beutels

# Eco Sac

Das kosteneffiziente System zur Gewebeentnahme

| Eco Sac     | Abmessungen     | Volumen | Trokargröße | Artikel-Nr.    | VE |
|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------|----|
| Bergebeutel | Ø 38mm x 90mm   | 50ml    | 5mm         | EMP50ECO-R     | 10 |
|             | Ø 45mm x 100mm  | 80ml    | 10mm        | EMP60ECO-10    | 10 |
|             | Ø 55mm x 135mm  | 100ml   | 5mm         | EMP110ECO-R-10 | 10 |
|             | Ø 57mm x 100mm  | 100ml   | 10mm        | EMP70ECO-10    | 10 |
|             | Ø 70mm x 144mm  | 200ml   | 10mm        | EMP100ECO-10   | 10 |
|             | Ø 115mm x 185mm | 550ml   | 12mm        | EMP140ECO-10   | 10 |
|             | Ø 102mm x 235mm | 750ml   | 12mm        | EMP145ECO      | 5  |
|             | Ø 170mm x 180mm | 1.200ml | 12mm        | EMP170ECO      | 5  |
|             | Ø 165mm x 340mm | 3.100ml | 12mm        | EMP230ECO      | 5  |
|             | Ø 320mm x 410mm | 6.000ml | 15mm        | EMP230ECO      | 5  |

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie  
Hauptsitz  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 9291-0  
Fax: +49 7704 9291-600  
info@pajunk.com  
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH  
Zentraleuropa  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 8008-0  
Fax: +49 7704 8008-150  
info@pajunk-medipro.com  
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG  
Schweiz  
Neuhofstrasse 5A  
6340 Baar, Schweiz  
Tel.: +41 41 760 96 27  
info@pajunk.ch  
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.  
USA  
4575 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005, USA  
Tel.: +1 770.493.6832  
Fax: +1 678.514.3388  
info@pajunk-usa.com  
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd  
Großbritannien  
Unit D1 The Waterfront  
Goldcrest Way, Newburn Riverside  
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK  
Tel.: +44 191 264 7333  
info@pajunk.co.uk  
pajunk.co.uk