

Morcellations-Bergebeutel

Bergebeutel zur Morcellation und Gewebeentnahme


Der Morcellations-Bergebeutel bietet den Platz und die Sicherheit, die bei der Morcellation und der Gewebeentnahme benötigt werden. Die Isolation innerhalb des Beutels verringert die Gefahr der Verbreitung von bösartigem Gewebe. Zudem sorgt die Morcellation innerhalb dieses vollständig geschlossenen Systems für ein geringeres Risiko an Darmverletzungen.

Einfache Orientierung

- Farbcodierte Laschen sorgen für unkomplizierte Orientierung
- Schwarze Nähte zur Identifizierung der Beutelöffnung

Kamerahülse

- Ermöglicht den direkten Blick auf die Morcellation



Einteiliges reißfestes Design

- Polyurethanbeschichtung für verbesserte Stabilität und Widerstandsfähigkeit

Morcellations-Bergebeutel

Bergebeutel zur Morcellation und Gewebeentnahme

Morcellations-Bergebeutel	Abmessungen	Volumen	Trokargröße	Artikel-Nr.	VE
	Ø 140mm x 260mm	1000ml	12mm	EMP100ECO-TMF-6	6
	Ø 140mm x 325mm	2000ml	12mm	EMP200ECO-TMF-6	6
	Ø 200mm x 350mm	4000ml	15mm	EMP400ECO-TMF-6	6

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG
Schweiz
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar, Schweiz
Tel.: +41 41 760 96 27
info@pajunk.ch
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.
USA
4575 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005, USA
Tel.: +1 770.493.6832
Fax: +1 678.514.3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien
Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk