

## Standard E-Sac

Der ursprüngliche Espiner Bergebeutel

Der Standard E-Sac kann innerhalb der verschiedensten laparoskopischen Operationen angewendet werden, von der Knotenbiopsie bis hin zur Darmresektion. Durch das seitliche Zugband kann der Bergebeutel unkompliziert gesteuert und entnommen werden.




### Instrumentenfreie Entfernung

→ Keine Faszange zur Entnahme erforderlich



### Seitliches Zugband

→ Ermöglicht externe Steuerung während des gesamten Eingriffs



### Einteiliges reißfestes Design

→ Polyurethanbeschichtung für verbesserte Stabilität und Widerstandsfähigkeit

Standard E-Sac Bergebeutel	Abmessungen	Volumen	Trokargröße	Artikel-Nr.	VE
	Ø 45mm x 100mm	60ml	10mm	EMP70-INS-10	10
	Ø 55mm x 160mm	200ml	10mm	EMP100-INS-10	10
	Ø 102mm x 250mm	900ml	10mm	EMP160-INS-5	5